TEKNO-MEDICAL Optik Chirurgie GmbH
Sattlerstrasse 11 – 78532 Tuttlingen
Phone +49 (7461) 1701-0 – Fax +49 (7461) 1701-50
mail@tekno-medical.com – www.tekno-medical.com



SCHEDA TECNICA FONTE LUCE "TEKNO LIGHT XA 300"

Articolo: tk 754-XA300

Rif. Fabbricante: tk 754- XA300

Descrizione: fonte luce XENON Light XA 300

Modello: Tekno Light XA 300

Fabbricante: Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH

Località: Tuttlingen (Germany)

Anno immissione in commercio: 2000



TEKNO-MEDICAL Optik Chirurgie GmbH
Sattlerstrasse 11 – 78532 Tuttlingen
Phone +49 (7461) 1701-0 – Fax +49 (7461) 1701-50
mail@tekno-medical.com – www.tekno-medical.com



FONTE LUCE XENON TEKNO LIGHT XA300

APPLICAZIONE

Fonte di luce per interventi endoscopici di chirurgia mini invasiva con o senza utilizzo di telecamera.

DESCRIZIONE

Fonte di luce con lampada Xeno 300 Watt, raffreddata da apposita ventola, con regolazione senza soluzione di continuità dell'intensità di luce tramite diaframma meccanico comandato da un micromotore elettrico.

Tale micromotore può venire comandato manualmente da due pulsanti a sfioramento posti sul pannello anteriore, con indicazione visiva luminosa della minima e massima intensità raggiunta.

Inoltre è presente un circuito elettronico per connettere la fonte di luce ad una telecamera (tramite segnale video), che consente di ottenere una esposizione automatica, utile soprattutto per ottimizzare la quantità di luce sul campo anche in presenza di telecamere dotate di auto-shutter. Tale automatismo viene inserito con un pulsante: in questo caso viene attivata un'altra funzione, che consente di preselezionare il valore medio di potenza della lampada: questo per evitare di saturare telecamere molto sensibili, o viceversa evitare un indesiderato scurimento dell'immagine finale senza avere un'eccessiva quantità di luce sul campo operatorio. La fonte si rende quindi compatibile per utilizzo di telecamere endoscopiche senza autoshutter (di prima generazione) e moderne telecamere dotate di tutti gli automatismi.

Sul pannello frontale è presente un indicatore della durata di vita della lampada, che oscilla tra le 400 e le 500 ore.

La lampada allo xeno produce uno spettro di luce praticamente sovrapponibile allo spettro della luce solare, con una temperatura colore di 5600° K: questo si traduce in una resa perfetta dell'intera gamma cromatica.

Viene fornita di serie con attacco per cavi luce con codolo Tekno-Medical /Storz, ma a richiesta possono essere fornite connessioni per i cavi luce delle aziende più presenti sul mercato (Circon, Wolf, Olympus ecc.).

TEKNO-MEDICAL Optik Chirurgie GmbH Sattlerstrasse 11 – 78532 Tuttlingen Phone +49 (7461) 1701-0 - Fax +49 (7461) 1701-50 mail@tekno-medical.com - www.tekno-medical.com



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (W x D x H) 355 x 347 x 110 mm

Peso 13,5 kg

Voltaggio 115 / 240 VAC Frequenza 50 - 60 Hz**Assorbimento** 370 W Fusibili 2 x 6.350AT

Temperatura ambiente di lavoro 10 - 35℃

Tipo di lampada Xeno 300 Watt

Durata lampada con uso continuo circa 500 ore

Indicatore di vita della lampada si

Temperatura colore 5600°K

Controllo luminosità elettronico con shutter meccanico Automatismo luminosità mediante ingresso segnale video Ingresso cavo luce

standard: Tekno-Medical / Storz, (sostituibile)

BF

Classificazione

Prodotta in accordo con IEC 601-1/CE

IL SET STANDARD COMPRENDE

tk 754-XA300 fonte luce completa

> Cavo di alimentazione Manuale d'istruzione

AVVERTENZE

Prima dell'uso di questo strumento, in quanto apparecchio elettromedicale, è opportuno leggere attentamente, prima dell'uso, il manuale di istruzioni dello stesso e di tutte le attrezzature che verranno impiegate durante la procedura.