

CE

0051

**Aspiratori Chirurgici
Per Impianti Centralizzati di Vuoto****Regolatore di vuoto ad innesto rapido mod. 607****Modd. 600, 600v, 601, 601v, a carrello****Modd. 605v, 606, 606v, a parete o a barra****Modd. 608v, 609v, 609, cestelli di raccolta****CLASSIFICAZIONE**

Dispositivo medico invasivo di tipo chirurgico ad uso temporaneo, destinato alla sottrazione di liquidi o altre sostanze non riutilizzabili dal corpo in forma non potenzialmente pericolosa:

Classe IIa (93/42/CEE).

DATI TECNICI

- **aspiratore chirurgico ad Alto vuoto e Alto flusso** (EN ISO 10079-3);
- Portata 33 ÷ 35 l/min @ fonte di vuoto pari a 100 l/min;
- Depressione massima in funzione di quella fornita dall'impianto centralizzato di vuoto;
- Valvola di regolazione del vuoto;
- Dispositivo filtro aria sterile/troppo-pieno: capacità filtrante >99,999% per particelle $\geq 0,10\mu\text{m}$;
- Durata del filtro: max 40 ore di funzionamento continuo;
- Vuotometro di controllo graduato (grado di precisione $\pm 5\%$);
- Vasi di raccolta:
 - modelli a carrello: n° 1/n°2 vasi in vetro borosilicato graduati in ml, capacità 3 litri o n°1/n°2 in polycarbonato di capacità 2 litri con sacca monouso;
 - modelli a parete/barra: n° 1 vaso in vetro borosilicato graduato in ml, capacità 1 o 2 litri, o n°1 in polycarbonato di capacità 2 litri con sacca monouso;
 - cestelli: n° 1 vaso in vetro borosilicato graduato in ml, capacità 1 o 2 litri o n°1 in polycarbonato di capacità 2 litri, con sacca monouso;
- Modalità d'impiego: **apparecchio per funzionamento continuo**;
- Dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE;
- Dispositivo conforme alle norme di sicurezza UNI EN ISO 10079-3;
- Ingombri:
 - modelli a carrello 58 x 58 x 87 cm;
 - modelli a parete/barra 14 x 18 x 42 cm;
 - cestelli 14 x 19 x 33 cm;
- Pesì:
 - modelli a carrello ~ 8,8 kg con un vaso vetro;
 - modelli a parete/barra ~ 2,5 kg con vaso vetro;
 - cestelli ~ 2 kg con vaso vetro;
- Dispositivi adatti all'uso in zona **AD-FT (CEI 64-4)**;
L'apparecchio imballato per il trasporto o l'immagazzinamento può essere esposto per un periodo non superiore a 15 settimane a condizioni ambientali comprese nella seguente gamma: temperatura ambiente da -20 a +60 °C, umidità relativa dal 10% al 95%, pressione atmosferica da 500 a 1060 mbar;
- Dispositivo **non adatto**:
 - all'uso sul campo o in trasporto;
 - al drenaggio post-operatorio;
- Vita tecnica prevista del dispositivo: 10 anni;