

POSIZIONATORI IN GEL PER TAVOLO OPERATORIO

KliniGel



Fornisce una gamma di posizionatori e cuscini per proteggere il corpo del paziente durante gli interventi chirurgici



DEMARCA
VIRGINIO

MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER

DEMARCA VIRGINIO S.p.A. - Via S. Maria 10 - 00187 Roma (RM) - Italy
Tel. +39 06 49811111 - Fax +39 06 49811112 - Email: info@demarca.com
www.demarca.com



ISO 9001

Certificato n° 50042272



CSI
CERT

ISO 13485

Certificato n° 50042272/1

INDICE

PRODOTTI PRINCIPALI	3
POSIZIONE SUPINO	4
POSIZIONE PRONO	6
POSIZIONE LATERALE	8
POSIZIONE LITOTOMICA	10
CUSCINI PER TAVOLO OPERATORIO	12
CUSCINI PER LA TESTA	13
CUSCINETTI PER BRACCIO E GOMITO	14
CUSCINETTI PER CAVIGLIA, TALLONE E PIEDE	14
POSIZIONATORI IN GENERALE	15
CUSCINI PER PERNI E SUPPORTI	17
PARTI SPECIALI	18
POSIZIONATORI SERIE "LIGHT"	19
INFORMAZIONI IMPORTANTI	20

PRODOTTI PRINCIPALI

TAVOLO OPERATORIO

TESTA

ARTI SUPERIORI

CORPO

ARTI INFERIORI

SPECIALI



Pag. 12



Pag. 13



Pag. 14



Pag. 15



Pag. 14



Pag. 18



Pag. 12



Pag. 13



Pag. 14



Pag. 15



Pag. 14



Pag. 18



Pag. 12



Pag. 13



Pag. 14



Pag. 15



Pag. 14



Pag. 18



Pag. 13




Pag. 14



Pag. 16



Pag. 14



Pag. 18



Pag. 13



Pag. 14



Pag. 15



Pag. 17



Pag. 13




Pag. 14



Pag. 16



Pag. 15



Pag. 13



Pag. 16



Pag. 15



Pag. 16

KliniGel

POSIZIONE SUPINA




TESTA E VISO




APPOGGIATESTA AD ANELLO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 001	9 x 4 x 2	3.5 x 1.6 x 0.8
AP 002	14 x 6 x 3.5	5.5 x 2.4 x 1.4
AP 003	20 x 7.5 x 4.5	7.9 x 3 x 1.8
AP 004	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3



APPOGGIATESTA (Posizione Supina)

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 112	27 x 24 x 9	10.6 x 9.4 x 3.5



APPOGGIATESTA PER CATARATA

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 110	27 x 23 x 7	10.6 x 9.1 x 2.8

BRACCIO



APPOGGIABRACCIO ANATOMICO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 073	40 x 12.5 x 3,8/6	15.7 x 4.9 x 1,5/2.4
AP 074	60 x 12.5 x 3,8/6	23.6 x 4.9 x 1,5/2.4
AP 075	50 x 12.5 x 3,8/6	19.7 x 4.9 x 1,5/2.4
AP 076	63 x 12.5 x 3,8/6	24.8 x 4.9 x 1,5/2.4

CORPO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 041	30 x 15 x 10	11.8 x 5.9 x 3.9
AP 042	40 x 15 x 10	15.7 x 5.9 x 3.9
AP 043	50 x 15 x 10	19.7 x 5.9 x 3.9
AP 044	30x 10 x 8.5	11.8 x 3.9 x 3.4
AP 045	40 x 10 x 8.5	15.7 x 3.9 x 3.4
AP 046	50 x 10 x 8.5	19.7 x 3.9 x 3.4
AP 047	50 x 18 x 15	19.7 x 7.2 x 5.9
AP 047-1	15 x 5 x 5	5.9 x 2 x 2
AP 047-2	20 x 5 x 5	7.9 x 2 x 2
AP 047-3	25 x 5 x 5	9.8 x 2 x 2
AP 047-4	30 x 5 x 5	11.8 x 2 x 2

POSIZIONATORE A RULLO BASE PIATTA



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 048-1	15 x 7.5 x 7.5	5.9 x 3 x 3
AP 048-2	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3
AP 048-3	25 x 7.5 x 7.5	9.8 x 3 x 3
AP 048-4	30 x 7.5 x 7.5	11.8 x 3 x 3



RULLI X-GEL (ADULTO)

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
XG 041	30 x 15 x 10	11.8 x 5.9 x 3.9
XG 042	40 x 15 x 10	15.7 x 5.9 x 3.9
XG 043	50 x 15 x 10	19.7 x 5.9 x 3.9



POSIZIONATORE PER ANCA

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 054	14 x 20 x 1.3	5.5 x 7.9 x 0.5

GAMBE E PIEDI



SUPPORTO PER TALLONI

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 031	20 x 11 x 7	7.9 x 4.3 x 2.8




COPPE PER TALLONI

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 032	17 x 10.5 x 5	6.7 x 4.1 x 2

KliniGel

POSIZIONE PRONA



TESTA E VISO



APPOGGIATESTA FERRO DI CAVALLO CON BASE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 011	9 x 4 x 2	3.5 x 1.6 x 0.8
AP 012	14 x 6 x 3.5	5.5 x 2.4 x 1.4
AP 013	20 x 7.5 x 4.5	7.9 x 3 x 1.8
AP 014	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3



APPOGGIATESTA FERRO DI CAVALLO


CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 011 / C	9 x 4 x 2	3.5 x 1.6 x 0.8
AP 012 / C	14 x 6 x 3.5	5.5 x 2.4 x 1.4
AP 013 / C	20 x 7.5 x 4.5	7.9 x 3 x 1.8
AP 014 / C	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3



APPOGGIATESTA PRONO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 022	28 x 23 x 14.5	11 x 9.1 x 5.7
AP 023	23 x 19 x 13	9.1 x 7.5 x 5.1

BRACCIO



PROTEZIONE PER BRACCIO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 071	40 x 12.5 x 2	15.7 x 4.9 x 0.8
AP 072	60 x 12.5 x 2	23.6 x 4.9 x 0.8

CORPO



RULLI PER TORACE (ADULTO)

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 041	30 x 15 x 10	11.8 x 5.9 x 3.9
AP 042	40 x 15 x 10	15.7 x 5.9 x 3.9
AP 043	50 x 15 x 10	19.7 x 5.9 x 3.9
AP 047	50 x 18 x 15	19.7 x 7.2 x 5.9



RULLI X-GEL (ADULTO)

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
XG 041	30 x 15 x 10	11.8 x 5.9 x 3.9
XG 042	40 x 15 x 10	15.7 x 5.9 x 3.9
XG 043	50 x 15 x 10	19.7 x 5.9 x 3.9



TELAIO DI WILSON

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 210	75 x 25.5 x 2.5	29.5 x 10 x 1
AP 211	75 x 25.5 x 1	29.5 x 10 x 0.4



SET PER TORACE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 050 - 1	71/58 x 20 x 7.6	28/22.58 x 7.9 x 3
AP 050 - 2	71/58 x 20 x 7.6	28/22.58 x 7.9 x 3

GAMBE E PIEDI



APPOGGIABRACCIO ANATOMICO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 073	40 x 12.5 x 3,8/6	15.7 x 4.9 x 1,5/2,4
AP 074	60 x 12.5 x 3,8/6	23.6 x 4.9 x 1,5/2,4
AP 075	50 x 12.5 x 3,8/6	19.7 x 4.9 x 1,5/2,4
AP 076	63 x 12.5 x 3,8/6	24.8 x 4.9 x 1,5/2,4




POSIZIONATORE A CUPOLA "DOME"

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 051	35 x 15 x 7.5	13.8 x 5.9 x 3

KliniGel

POSIZIONE LATERALE



TESTA E VISO



APPOGGIATESTA FERRO DI CAVALLO


CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 011 C	9 x 4 x 2	3.5 x 1.6 x 0.8
AP 012 C	14 x 6 x 3.5	5.5 x 2.4 x 1.4
AP 013 C	20 x 7.5 x 4.5	7.9 x 3 x 1.8



APPOGGIATESTA FERRO DI CAVALLO COM BASE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 014	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3

BRACCIO



PROTEZIONE PER BRACCIO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 310	38 x 12 x 0.8	15 x 4.7 x 0.3
AP 311	46 x 21 x 0.8	18.1 x 8.3 x 0.3

CORPO



RULLI PER TORACE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 049 - 1	30 x 16 x 13/9	11.8 x 6.3 x 5.1/3.5
AP 049 - 2	40 x 16 x 13/9	15.7 x 6.3 x 5.1/3.5
AP 049 - 3	50 x 16 x 13/9	19.7 x 6.3 x 5.1/3.5



LASTRE DI PROTEZIONE PER TORACE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 301	23 x 50 x 1	9.1 x 19.7 x 0.4
AP 302	99 x 50 x 1	39 x 19.7 x 0.4
AP 303	50 x 50 x 1	19.7 x 19.7 x 0.4
AP 303 - 1.5	50 x 50 x 1.5	19.7 x 19.7 x 0.6
AP 304	50 x 25 x 1	19.7 x 9.8 x 0.4
AP 304 - 1.5	50 x 25 x 1.5	19.7 x 9.8 x 0.6
AP 305	10 x 38 x 1	3.9 x 15 x 0.4
AP 306	42 x 15 x 1	16.5 x 5.9 x 0.4
AP 307	10 x 61 x 1	3.9 x 24 x 0.4
AP 308	50 x 45 x 1	19.7 x 17.7 x 0.4
AP 308 - 1.5	50 x 45 x 1.5	19.7 x 17.7 x 0.6
AP 401	193 x 86 x 1	76 x 33.9 x 0.4
AP 402	183 x 50 x 1	72 x 19.7 x 0.4
AP 402 - 1.5	183 x 50 x 1.5	72 x 19.7 x 0.6

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 403	117 x 50 x 1	46.1 x 19.7 x 0.4
AP 403 - 1.5	117 x 50 x 1.5	46.1 x 19.7 x 0.6
AP 404	160 x 43 x 1	63 x 16.9 x 0.4
AP 405 - 1.5	15 x 35 x 1.5	5.9 x 13.8 x 0.6
AP 406 - 1.5	70 x 50 x 1.5	27.6 x 19.7 x 0.6
AP 407 - 1.5	70 x 45 x 1.5	27.6 x 17.7 x 0.6
AP 408 - 1.5	15 x 50 x 1.5	5.9 x 19.7 x 0.6
AP 412	46 x 33 x 0.5	18.1 x 13 x 0.2
AP 412 - 1	46 x 33 x 1	18.1 x 13 x 0.4
AP 413	22 x 17 x 1	8.7 x 6.7 x 0.4
AP 414	60 x 60 x 2.5	23.6 x 23.6 x 1



POSIZIONATORE LATERALE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 101	79 x 50 x 10	31.1 x 19.7 x 3.9



CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 601	50.5 x 8.5 x 0.8	19.9 x 3.3 x 0.3

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 415	90 x 50 x 2.5	35.4 x 19.7 x 1
AP 416	75 x 25 x 2	29.5 x 9.8 x 0.8
AP 417	10 x 15 x 2	3.9 x 5.9 x 0.8
AP 423	70 x 50 x 1.6	27.6 x 19.7 x 0.6
AP 424	100 x 50 x 1.5	39.4 x 19.7 x 0.6
AP 555	66 x 15 x 1.3	26 x 5.9 x 0.5
AP 701	97 x 64 x 1	38.2 x 25.2 x 0.4

GAMBA E PIEDI




PROTEZIONI PER TALLONI CON VELCRO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 033	17 x 18 x 1.3	6.7 x 7.1 x 0.5
AP 034	17 x 23 x 1.3	6.7 x 9.1 x 0.5

POSIZIONE LITOTOMICA



TESTA E VISO



APPOGGIATESTA STABILIZZANTE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 081	19 x 19 x 6	7.5 x 7.5 x 2.4



APPOGGIAVISO

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 021	16 x 6 x 1.6	6.5 x 2.4 x 0.6

BRACCIO



CINTURE DI BLOCCAGGIO


CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
FB 01	33 X 7 X 1.5	13 X 2.8 X 0.6
FB 02	36 X 7 X 1.5	14.2 X 2.8 X 0.6

CORPO




POSIZIONATORI OVALI

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 091	16 x 8 x 4.5	6.3 x 3.1 x 1.8
AP 092	33 x 7 x 5	13 x 2.8 x 2
AP 093	33 x 12 x 6	13 x 4.7 x 2.4
AP 094	36 x 12.5 x 7	14.2 x 4.9 x 2.8
AP 095	25 x 12.5 x 5	9.8 x 4.9 x 2
AP 096	38 x 12.5 x 6.3	15 4.9 x 2.5
AP 097	50 x 12.5 x 7	19.7 x 4.9 x 2.8



CUSCINETTI PER STAFFE DI LLOYD

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 801	31 x 23 x 1	12.2 x 9.1 x 0.4
AP 802	40 x 25 x 1	15.7 x 9.8 x 0.4
AP 803	52 x 30 x 1	20.5 x 11.8 x 0.4
AP 804	55 x 52 x 1	21.7 x 20.5 x 0.4



POSIZIONATORE PER ANCA

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 054	14 x 20 x 1.3	5.5 x 7.9 x 0.5

GAMBA E PIEDI



CUSCINETTI PER LITOTOMIA

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 903	71 X 12 X 0.8	28 x 4.7 x 0.3



CUSCINETTI PER STAFFA PER CAVIGLIE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 904	31 x 4 x 1	12.2 x 1.6 x 0.4
AP 905	44 x 4.5 x 1	17.3 x 1.8 x 0.4

LASTRE PER TAVOLO OPERATORIO



Le lastre in gel amorfo garantiscono una grande protezione all'intera superficie del tavolo operatorio e sono raccomandate con pazienti in tutte le varie posizioni chirurgiche. Le lastre sono flessibili, soffici, confortevoli e versatili. Distribuiscono il peso del paziente uniformemente su tutta la loro superficie



Lastra Liscia




Lastra in Rilievo



COPERTURA VAC-PAC

LASTRE LISCIE

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)	CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 053	30.5x 66 x 1.27	12 x 26 x 0.5	AP 401	193 x 86 x 1	76 x 33.9 x 0.4
AP 301	23 x 50 x 1	9.1 x 19.7 x 0.4	AP 402	183 x 50 x 1	72 x 19.7 x 0.4
AP 302	99 x 50 x 1	39 x 19.7 x 0.4	AP 402 - 1.5	183 x 50 x 1.5	72 x 19.7 x 0.6
AP 303	50 x 50 x 1	19.7 x 19.7 x 0.4	AP 403	117 x 50 x 1	46.1 x 19.7 x 0.4
AP 303 - 1.5	50 x 50 x 1.5	19.7 x 19.7 x 0.6	AP 403 - 1.5	117 x 50 x 1.5	46.1 x 19.7 x 0.6
AP 304	50 x 25 x 1	19.7 x 9.8 x 0.4	AP 404	160 x 43 x 1	63 x 16.9 x 0.4
AP 304 - 1.5	50 x 25 x 1.5	19.7 x 9.8 x 0.6	AP 405 - 1.5	15 x 35 x 1.5	5.9 x 13.8 x 0.6
AP 305	10 x 38 x 1	3.9 x 15 x 0.4	AP 406 - 1.5	70 x 50 x 1.5	27.6 x 19.7 x 0.6
AP 306	42 x 15 x 1	16.5 x 5.9 x 0.4	AP 407 - 1.5	70 x 45 x 1.5	27.6 x 17.7 x 0.6
AP 307	10 x 61 x 1	3.9 x 24 x 0.4	AP 408 - 1.5	15 x 50 x 1.5	5.9 x 19.7 x 0.6
AP 308	50 x 45 x 1	19.7 x 17.7 x 0.4	AP 412	46 x 33 x 0.5	18.1 x 13 x 0.2
AP 308 - 1.5	50 x 45 x 1.5	19.7 x 17.7 x 0.6	AP 412 - 1	46 x 33 x 1	18.1 x 13 x 0.4




CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 413	22 x 17 x 1	8.7 x 6.7 x 0.4
AP 414	60 x 60 x 2.5	23.6 x 23.6 x 1
AP 415	90 x 50 x 2.5	35.4 x 19.7 x 1
AP 416	75 x 25 x 2	29.5 x 9.8 x 0.8
AP 417	10 x 15 x 2	3.9 x 5.9 x 0.8
AP 423	70 x 50 x 1.6	27.6 x 19.7 x 0.6
AP 424	100 x 50 x 1.5	39.4 x 19.7 x 0.6
AP 555	66 x 15 x 1.3	26 x 5.9 x 0.5

COPERTURA PER VAC-PAC




CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 409 W/C	117 x 50 x 1	46.1 x 19.7 x 0.4
AP 409 W/C - 1.5	117 x 50 x 1.5	46.1 x 19.7 x 0.6
AP 410 W/C	100 x 50 x 1	39.4 x 19.7 x 0.4
AP 410 W/C - 1.5	100 x 50 x 1.5	39.4 x 19.7 x 0.6
AP 411 W/C	50 x 50 x 1	19.7 x 19.7 x 0.4
AP 411 W/C - 1.5	50 x 50 x 1.5	19.7 x 19.7 x 0.6

COPERTURA IN GEL PER VAC-



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 701	97 x 64 x 1	38.2 x 25.2 x 0.4

LASTRE IN RILIEVO



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 061	50 x 50 x 1.6	19.7 x 19.7 x 0.6
AP 062	115 x 50 x 1.6	45.3 x 19.7 x 0.6
AP 063	40 x 23 x 1.6	15.7 x 9.1 x 0.6
AP 064	91 x 45 x 1.6	35.8 x 17.7 x 0.6

APPOGGIATESTA PER TAVOLO OPERATORIO



AP 003 - ROTONDO



AP - 013 FERRO DI CAVALLO



AP - 081 STABILIZZANTE

ROTONDO

Protegge il viso, la testa, il collo e le orecchie durante ogni tipo di intervento



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 001	9 x 4 x 2	3.5 x 1.6 x 0.8
AP 002	14 x 6 x 3.5	5.5 x 2.4 x 1.4
AP 003	20 x 7.5 x 4.5	7.9 x 3 x 1.8
AP 004	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3

SUPINO

Per interventi in posizione supina. Scarica le pressioni di collo, testa e orecchie.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 112	27 x 24 x 9	10.6 x 9.4 x 3.5

FERRO DI CAVALLO COM BASE

Protegge la testa durante gli interventi di pazienti intubati



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 011	9 x 4 x 2	3.5 x 1.6 x 0.8
AP 012	14 x 6 x 3.5	5.5 x 2.4 x 1.4
AP 013	20 x 7.5 x 4.5	7.9 x 3 x 1.8
AP 014	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3

SAGOMATO

Protegge la testa e il viso durante gli interventi di cataratta. (stile Thorntom)



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 110	27 x 23 x 7	10.6 x 9.1 x 2.8

FERRO DI CAVALLO

Forma a cerchio aperto. Offre grande flessibilità di appoggio ai vari pazienti



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 011/C	9 x 4 x 2	3.5 x 1.6 x 0.8
AP 012/C	14 x 6 x 3.5	5.5 x 2.4 x 1.4
AP 013/C	20 x 7.5 x 4.5	7.9 x 3 x 1.8
AP 014/C	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3

APPOGGIAVISO


Posizionatore versatile, può essere utilizzato in diverse occasioni, per esempio dove vengono utilizzati i tubi endotracheali.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 021	16 x 6 x 1.6	6.3 x 2.4 x 0.6

STABILIZZANTE

Garantisce grande stabilità alla testa durante interventi in posizione supina



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 081	19 x 19 x 6	7.5 x 7.5 x 2.4

PRONO

Appoggiatesta per posizione prona, offre stabilità e comfort al capo.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 022	28 x 23 x 14.5	11 x 9.1 x 5.7
AP 023	23 x 19 x 13	9.1 x 7.5 x 5.1



AP 112 - SUPINO



AP 110 - SAGOMATO



AP 021 - APPOGGIAVISO



AP 022 - PRONO

PROTEZIONE PER BRACCIO E GOMITO

CAVIGLIE E TALLONI



PROTEZIONE ANATOMICA

Aumenta la stabilità e il comfort. La base è anatomica in espanso.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 073	40 x 12.5 x 3,8/6	15.7 x 4.9 x 1,5/2.4
AP 074	60 x 12.5 x 3,8/6	23.6 x 4.9 x 1,5/2.4
AP 075	50 x 12.5 x 3,8/6	19.7 x 4.9 x 1,5/2.4
AP 076	63 x 12.5 x 3,8/6	24.8 x 4.9 x 1,5/2.4

PROTEZIONE PER BRACCIO

Garantisce un'ottima protezione delle pressioni.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 071	40 x 12.5 x 2	15.7 x 4.9 x 0.8
AP 072	60 x 12.5 x 2	23.6 x 4.9 x 0.8

PROTEZIONE PER BRACCIO CON VELCRO

Protegge completamente il gomito.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 310	38 x 12 x 0.8	15.2 x 4.8 x 0.32
AP 311	46 x 21 x 0.8	18.4 x 8.4 x 0.32

CINTURA IN GEL CON VELCRO

Veloci da indossare, sia su gomiti che sulle caviglie.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
FB 01	33 x 7 x 1.5	13.2 x 2.8 x 0.6
FB 02	36 x 7 x 1.5	14.4 x 2.8 x 0.6

PROTEZIONE PER BRACCIO IN GEL

Protezione per braccio anatomica completamente in gel.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 077	52 x 15 x 5.5	20.5 x 5.9 x 2.2



SUPPORTO ANATOMICO

Da posizionare sotto la caviglia per uno scarico completo dei talloni



Ogni confezione contiene 2 pezzi

CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 031	20 x 11 x 7	7.9 x 4.3 x 2.8

COPPE PER TALLONI

Si posiziona sotto il tallone in alternativa ai modelli AP 033 e AP 034



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 032	17 x 10.5 x 5	6.7 x 4.1 x 2

TALLONIERA CON LACCI

Avvolge completamente il tallone e si chiude con lacci di silicone



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 033	17 x 18 x 1.3	6.7 x 7.1 x 0.5

CAVIGLIERA CON VELCRO

Avvolge completamente la caviglia. Foderata in maglia, si chiude con velcro.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 034	17 x 23 x 1.3	6.7 x 9.1 x 0.5

POSIZIONATORI A RULLO PER TAVOLO OPERATORIO



Questi rulli aiutano ad alleviare la pressione prevenendo così la formazione di ulcere.

RULLI BASE PIANA (ADULTO)

Adatti per posizione prona, supina, laterale e per talloni.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 041	30 x 15 x 10	11.8 x 5.9 x 3.9
AP 042	40 x 15 x 10	15.7 x 5.9 x 3.9
AP 043	50 x 15 x 10	19.7 x 5.9 x 3.9
AP 044	30 x 10 x 8.5	11.8 x 3.9 x 3.4
AP 045	40 x 10 x 8.5	15.7 x 3.9 x 3.4
AP 046	50 x 10 x 8.5	19.7 x 3.9 x 3.4
AP 047	50 x 18 x 15	19.7 x 7.2 x 5.9

BASE PIATTA SAGOMATO

Il disegno trapezoidale della sagoma garantisce stabilità e sicurezza



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 049 - 1	30 x 16 x 13/9	11.8 x 6.3 x 5.1/3.5
AP 049 - 2	40 x 16 x 13/9	15.7 x 6.3 x 5.1/3.5
AP 049 - 3	50 x 16 x 13/9	19.7 x 6.3 x 5.1/3.5

RULLI BASE PIANA (BAMBINI)


Adatti per posizione prona, supina, laterale e per talloni.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 047-1	15 x 5 x 5	5.9 x 2 x 2
AP 047-2	20 x 5 x 5	7.9 x 2 x 2
AP 047-3	25 x 5 x 5	9.8 x 2 x 2
AP 047-4	30 x 5 x 5	11.8 x 2 x 2
AP 048-1	15 x 7.5 x 7.5	5.9 x 3 x 3
AP 048-2	20 x 7.5 x 7.5	7.9 x 3 x 3
AP 048-3	25 x 7.5 x 7.5	9.8 x 3 x 3
AP 048-4	30 x 7.5 x 7.5	11.8 x 3 x 3

POSIZIONATORE "DOME"

Il posizionatore a cupola "DOME" viene utilizzato per proteggere il paziente durante gli interventi in posizione prona o laterale.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 051	35 x 15 x 7.5	13.8 x 5.9 x 3

POSIZIONATORE "X-GEL"

Il posizionatore X-GEL è utilizzato per alleviare la pressione sul corpo dei pazienti durante gli interventi di chirurgia. All'interno di essi è stata inserita schiuma morbida per alleggerirne il peso.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
XG 041	30 x 15 x 10	11.8 x 5.9 x 3.9
XG 042	40 x 15 x 10	15.7 x 5.9 x 3.9
XG 043	50 x 15 x 10	19.7 x 5.9 x 3.9

BASE OVALE

Innumerevoli dimensioni e forme con base ovale per innumerevoli utilizzi.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 091	16 x 8 x 4.5	6.3 x 3.1 x 1.8
AP 092	33 x 7 x 5	13 x 2.8 x 2
AP 093	33 x 12 x 6	13 x 4.7 x 2.4
AP 094	36 x 12.5 x 7	14.2 x 4.9 x 2.8
AP 095	25 x 12.5 x 5	9.8 x 4.9 x 2
AP 096	38 x 12.5 x 6.3	15 x 4.9 x 2.5
AP 097	50 x 12.5 x 7	19.7 x 4.9 x 2.8



POSIZIONATORI LATERALE, PRONO E SUPINO



SET PER TORACE

Posizionatore per il torace. Disegnati anatomicamente nella zona delle spalle per la posizione prona. Formati Dx e SX




CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 050 - 1 (SX)	71/58 x 20 x 7.6	28/22.58 x 7.9 x 3
AP 050 - 2 (DX)	71/58 x 20 x 7.6	28/22.58 x 7.9 x 3



MOLDURA DE WILSON

Il TELAIO DI WILSON è realizzato in espanso ad alta densità e sostituisce completamente quello in metallo.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 213	60 x 49 x 15.5	23.6 x 19.3 x 6.1

POSIZIONATORE LATERALE

Realizzato per interventi in posizione laterale con forma anatomica per braccio e spalla e fasce di fissaggio.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 101	79 x 50 x 10	31.1 x 19.7 x 3.9

SET COMPLETO PER TELAIO DI WILSON

Questo set in gel copre perfettamente il telaio.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 212	72.5 x 17.5 x 2	28.5 x 6.9 x 0.8
	18.5 x 12 x 2	7.3 x 4.7 x 0.8
	18.5 x 12 x 2w/c	7.3 x 4.7 x 0.8w/c

CINTURA

Cintura di fissaggio con chiusura a clips.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 601	50.5 x 8.5 x 0.8	19.9 x 3.3 x 0.3

LASTRE IN GEL PER TELAIO DI WILSON


Lastre in gel per telaio di Wilson. Realizzati in due spessori differenti di mm 10 oppure mm 25.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 210	75 x 25.5 x 2.5	29.5 x 10 x 1
AP 211	75 x 25.5 x 1	29.5 x 10 x 0.4

POSIZIONATORE CON BASE IN ESPANSO

Posizionatore con base in espanso disponibile in diverse dimensioni.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 419	70 x 20 x 8	27.6 x 7.9 x 3.1
AP 420	30 x 15 x 10	11.8 x 5.9 x 3.9
AP 421	50 x 15 x 10	19.7 x 5.9 x 3.9
AP 422	60 x 15 x 10	23.6 x 5.9 x 3.9

PROTEZIONE PER TELAIO DI RELTON

Set composto da 4 pezzi che coprono i supporti del TELAIO DI RELTON utilizzato durante gli interventi spinali.




CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 111	19 x 17.5 x 10.5	7.5 x 6.9 x 4.1

CUSCINETTI PER PERNI E SUPPORTI



CUSCINETTO PER ANCA ANCA


Cuscinetto da utilizzare nella regione sacrale nel caso non si usi quello con foro (AP 056).



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 054	14 x 20 x 1.3	5.3 x 7.9 x 0.5

CUSCINETTO PER PERNO ANCA

Si utilizza per proteggere il paziente dalle pressioni esercitate sul perno per anca.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 055	18 x 18 x 1.3	7.1 x 7.1 x 0.5

CUSCINETTO CON FORO

Si utilizza per coprire la regione sacrale del perno per anca.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 056	33 x 30 x 0.8	13 x 11.8 x 0.5

CUSCINETTO PER PERNO

Cuscinetto per perno spalla con chiusura a velcro



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 556	15 x 13 x 2.5	5.9 x 5.1 x 1



CUSCINETTO PER STAFFE DI LLOYD

Cuscinetti che proteggono le gambe durante l'utilizzo delle staffe di LLOYD.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 801	31 x 23 x 1	12.2 x 9.1 x 0.4
AP 802	40 x 25 x 1	15.7 x 9.8 x 0.4
AP 803	52 x 30 x 1	20.5 x 11.8 x 0.4
AP 804	55 x 52 x 1	21.7 x 20.5 x 0.4

PROTEZIONE PER POLPACCIO E TALLONE

Cuscinetto utilizzato nell'uso dello stivale, copre completamente la parte del polpaccio e del tallone.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 901	23 x 28 x 1.3	9.1 x 11 x 0.5

POSIZIONATORE GRADUATO

Utilizzato nelle procedure dove sia necessaria una iperestensione del torace oppure tra le ginocchia per diminuire la pressione



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 052	23 x 36 x 3.8	9.1 x 14.2 x 1.5

CUSCINETTO PER STIVALETTO DI TRAZIONE

Cuscinetto conformato alla sagoma dello stivaleto.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 902	37 x 24 x 0.5	14.6 x 9.4 x 0.2



CUSCINETTO PER LITOTOMIA

Cuscinetto per litotomia, avvolge completamente il perno. Chiusura con velcro



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 903	71 x 12 x 0.8	28 x 4.7 x 0.3

CUSCINETTI PER CAVIGLIA

I cuscini per caviglia vengono utilizzati per proteggere il paziente durante la litotomia. Forniti di agganci.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
AP 904	31 x 4 x 1	12.2 x 1.6 x 0.4
AP 905	44 x 4.5 x 1	17.3 x 1.8 x 0.4

PARTI SPECIALI

PALLINE PER ESERCIZIO DELLA MANO

Utilizzate per la riabilitazione della mano. Realizzate in diversi colori a seconda della consistenza.



CODICE	COR	CONSISTENZA
RB 1	GIALLO	MOLTO SOFFICE
RB 2	ROSSO	SOFFICE
RB 3	VERDE	MEDIA
RB 4	BLUE	RIGIDA

MATERASSINO A DEPRESSIONE

Il materassino a depressione è realizzato in differenti dimensioni a seconda dell'utilizzo e della posizione del paziente. La superficie di contatto è in gel. La pompa viene fornita a parte.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
VF 1	50 x 75	19.7 x 29.5
VF 2	75 x 98	29.5 x 38.6
VF 3	98 x 110	38.6 x 43.3
VF 4	98 x 150	38.6 x 59.1
VF 5	98 x 170	38.6 x 66.9
VF 6	75 x 200	29.5 x 78.7
VF7	98 x 200	38.6 x 78.7

CUSCINETTO PER WC


Viene utilizzato per coprire l'asse d'appoggio del WC e garantire una distribuzione del peso omogenea in quei pazienti con problemi di decubito o arrossamento della cute.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)
NP 009	44 x 9.5 x 1.2	17.3 x 3.7 x 0.5

CUSCINO EZ FEEL


Cuscino in gel di spessore mm 1.6. Realizzato in differenti dimensioni. Superficie liscia.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)	CÓD. FORRO
NC 1616	40 x 40 x 1.6	15.7 x 15.7 x 0.6	NC 1616 - C
NC 1816	46 x 40 x 1.6	18.1 x 15.7 x 0.6	NC 1816 - C
NC 1818	46 x 46 x 1.6	18.1 x 18.1 x 0.6	NC 1818 - C
NC 2018	50 x 46 x 1.6	19.7 x 18.1 x 0.6	NC 2018 - C

CUSCINO ULTRA GEL


Cuscino in gel e aria. La parte superiore in gel, mentre quella inferiore è gonfiabile ad aria tramite la valvola di gonfiaggio. Spessore mm 10 solo gel aumentabile a seconda dell'aria inserita.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)	CÓD. FORRO
NAL1616	40 x 40 x 1	15.7 x 15.7 x 0.4	NC 1616 - C
NAL 1816	46 x 40 x 1	18.1 x 15.7 x 0.4	NC 1816 - C
NAL 1818	46 x 46 x 1	18.1 x 18.1 x 0.4	NC 1818 - C
NAL 2018	50 x 46 x 1	19.7 x 18.1 x 0.4	NC 2018 - C

CUSCINO COMFY

Cuscino in gel di spessore mm10. Realizzato in differenti dimensioni. Superficie a piccole sfere in rilievo.



CODICE	MISURA (cm)	MISURA (Pol.)	CÓD. FORRO
NP 1616	40 x 40 x 1	15.7 x 15.7 x 0.4	NC 1616 - 3C
NP 1816	46 x 40 x 1	18.1 x 15.7 x 0.4	NC 1816 - 3C
NP 1818	46 x 46 x 1	18.1 x 18.1 x 0.4	NC 1818 - 3C
NP 2018	50 x 46 x 1	19.7 x 18.1 x 0.4	NC 2018 - 3C

POSIZIONATORI SERIE "LIGHT"

La linea "LIGHT" si caratterizza per la sua leggerezza. La base di supporto è in espanso sigillato all'interno della struttura in gel. La superficie della base è in materiale antiscivolo. Il colore ambrato lo diversifica dagli altri posizionatori della gamma standard KLINIGEL.

POGGIATESTA DONUT ROTONDO - LIGHT

Stesse caratteristiche dei modelli blu, ma con base in espanso sigillato, modello leggero.



CODICE	MISURA (cm)	NOTE
S 204	20 x 8 x 5	Gel/ Espanso

POGGIATESTA DONUT FERRO DI CAVALLO - LIGHT

Disegnato per sostenere il capo dei pazienti durante gli interventi. Accesso agevolato per l'intubazione.



CODICE	MISURA (cm)	NOTE
S 205	22 x 8 x 5	Gel/ Espanso

POGGIATESTA "2 VIE" - LIGHT

Poggiatesta con aperture per interventi in posizione prona.



due

CODICE	MISURA (cm)	NOTE
S 203A	22 x 24 x 5	Gel/ Espanso

RULLO PER TORACE - LIGHT


Stesse caratteristiche dei precedenti ma con base sigillata in espanso.



CODICE	MISURA (cm)	NOTE
S 207	40 x 16 x 13	Gel/ Espanso
S 207A	40 x 16 x 10	Gel/ Espanso

KliniGel

MAPPA PRESSORIA DEI TEST EFFETTUATI SUI POSIZIONATORI PER TAVOLO OPERATORIO





CARATTERISTICHE TECNICHE

1. KLINIGEL® è un gel amorfo, atossico e biocompatibile.
2. Il film esterno è in poliestere uretano PLATILON® U073 della ATOCHEM®, traspirante ed impermeabile.
3. Totale assenza di plastificanti e perciò è completamente atossico e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche tecnico-meccaniche.
4. Completamente radiotrasparente ed antistatico.
5. L'idrolisi non aggredisce il poliestere e nemmeno il film esterno, perciò:
 - ◆ Non unge,
 - ◆ Non trasuda,
 - ◆ Non si deforma,
 - ◆ Non assorbe liquidi,
 - ◆ È inodore,
 - ◆ Non vi è fuoriuscita di materia in caso di tagli o rotture.
6. Si presenta come una gelatina solida che non si decompone e grazie al rivestimento di un film sottile di poliuretano il prodotto non fuoriesce anche in caso di rottura accidentale.
7. Può essere riparato con dell'adesivo oppure con l'apposito kit.
8. Può essere lavato con qualsiasi detergente o disinfettante (non a base alcolica) e sciaquato con l'acqua.
9. Può essere decontaminato con liquidi quaternari.
10. **NON** può essere sterilizzato in autoclave.
11. Può essere utilizzato con coperte termiche. Trasmette la temperatura indicata senza dispersione di calore.
12. Può essere raffreddato a -18°C senza perdita delle caratteristiche tecnico-meccaniche.





CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M01-1

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI
CERT



SGQ N° 012/A
SQA N° 012/A
PSA N° 012/A
PES N° 012/A
ISO N° 012/A
LSE N° 012/A
Membro degli accordi
di Mutual Recognition EA, UK e ILAC
Signatory of EA, UK and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Certificato n°: Certificate n.:	SQ062272	Settore EA: EA Sector:	04 - 14 - 29a
------------------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by

DEMARTA VIRGINIO S.n.c.

Sede legale / Registered office

Via G. Bozzalla, 20 - 13814 Pollone (BI) - Italia

Unità operativa di / Place of business

Via G. Bozzalla, 20 - 13814 Pollone (BI) - Italia

È conforme alla norma: Is compliance with the standard:	UNI EN ISO 9001:2008
--	-----------------------------

Per i seguenti servizi / processi / prodotti - Concerning the following services / processes / products

Progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi antidecubito, articoli sanitari ed accessori. Commercializzazione di ausili per la riabilitazione anche per ospedali e case di riposo.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni. Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A.

This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification. Refer to the quality manual for details on UNI EN ISO 9001:2008 requirements exclusions. For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.

13/04/2006

Rilascio
Issued

29/03/2012

Rinnovo
Renewal

Aggiornamento
Update

28/03/2015

Scadenza
Expiry



Ing. P. Cau
AMM. DELEGATO / CEO

P. Cau

1 di 1
Pagina/page

CSI SpA
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com



Certificato n°: Certificate n.:	SQ062272/1	Settore EA: EA Sector:	04 - 14 - 29a
------------------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by

DEMARTA VIRGINIO S.n.c.

Sede legale / Registered office

Via G. Bozzalla, 20 - 13814 Pollone (BI) - ITALIA

Unità operativa di / Place of business

Via G. Bozzalla, 20 - 13814 Pollone (BI) - Italia

È conforme alla norma:
 Is compliance with the standard: **UNI EN ISO 13485:2004**

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi antidecubito, articoli sanitari ed accessori. Commercializzazione di ausili per la riabilitazione anche per ospedali e case di riposo.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni. Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A.

This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification. Refer to the quality manual for details on UNI EN ISO 9001:2008 requirements exclusions. For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.

13/04/2006

Rilascio
Issued

29/03/2012

Rinnovo
Renewal

Aggiornamento
Update

28/03/2015

Scadenza
Expiry

KliniGel



MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER

DEMARTA VIRGINIO SNC - Via G. Bozzalla n°20 - 13814 - Pollone (BI) Italy
Tel. +39 015 9555440 Fax. +39 015 9555441
email: info@demarta.com www.demarta.com

